



朗越仪器  
LANG YUE YI QI

# 产 品 报 价 单

**常州朗越仪器制造有限公司**

Changzhou lang yue istruments Maunfacturing Co.,Ltd.

# 目 录

一、培养箱 .....	1
二、振荡器、摇床 .....	2
三、水浴锅、水槽、油浴 .....	3
四、离心机 .....	4
五、磁力搅拌器 .....	5
六、电动搅拌器、匀浆机 .....	6
七、电热板、电热套、电阻炉、电炉 .....	6
八、石英亚沸、不锈钢蒸馏水器 .....	8
九、玻璃反应釜 .....	8
十、试验箱 .....	9
十一、干式恒温器 .....	11
十二、混匀仪、混合仪 .....	12
十三、灭菌器、氮吹仪 .....	14
十四、紫外分析仪 .....	15
十五、自动层析仪 .....	15
十六、恒流泵 .....	17
十七、超声波清洗机 .....	17
十八、电子天平 .....	19
十九、白度计 .....	19
二十、光泽度计 .....	19
二十一、熔点仪 .....	19
二十二、分光光度计 .....	20
二十三、分析检测、环保仪器 .....	20
二十四、肺活量计 .....	24
二十五、玻璃比色皿、升降台 .....	24
二十六、搅拌子、搅拌棒 .....	24



质量成就品牌 诚信铸就未来

## 一、培养箱

型号	产品名称	主要技术参数		出厂价(元)
150A	生化培养箱	控温:5℃-50℃,温度均匀性±1℃,150L		6800
250B	生化培养箱	控温:5℃-50℃,温度均匀性±1℃,250L		6900
SPX-150	智能生化培养箱	控温:5℃-50℃,温度均匀性±1℃,新型风道、外型		8200
SPX-250	智能生化培养箱	控温:5℃-50℃,温度均匀性±1℃,新型风道、外型		8500
GPX-150	光照培养箱	控温:10℃-50℃,温度均匀性±1℃,光照度≥12000LX		9200
GPX-250	光照培养箱	控温:10℃-50℃,温度均匀性±1℃,光照度≥12000LX		9800
160HL	恒温恒湿培养箱	控温范围:5℃-50℃ ≤±1℃,湿度控制 45%-95%, RH≤5RH, 160L		9700
250HL	恒温恒湿培养箱	控温范围:5℃-50℃ ≤±1℃,湿度控制 45%-95%, RH≤5RH, 250L		10300
MJX-160	霉菌培养箱	控温范围:5℃-50℃,湿度控制 45%-95%,紫外杀菌 160L		10800
MJX-250	霉菌培养箱	控温范围:5℃-50℃,湿度控制 45%-95%,紫外杀菌 250L		11800
QHX150	智能人工气候箱	控温范围:0-45℃ ≤±1℃,光照度≥ 12000LX,容积:150L		16900
QHX250	智能人工气候箱	控温范围:0-45℃ ≤±1℃,光照度≥ 12000LX,容积:250L		18500
BS-1E	振荡培养箱	控温 5℃-50℃ ≤±1℃,温度均匀性±1℃,振荡频率:起动-250转/分		13800
BS-2F	振荡培养箱	控温:5℃-50℃,温度均匀性±1℃,微机控制,双层摇床		19800
BS-4G	振荡培养箱	控温 5-50℃,振荡频率:起动-250转/分,无级可调,两组四层振荡		28800
DHP-25	电热恒温培养箱	工作室尺寸:300×300×280mm,功率:150W	不锈钢内胆,智能数显控温,带观察窗,标配托架2块	2800
DHP-50	电热恒温培养箱	工作室尺寸:360×360×420mm,功率:250W		3400
DHP-80	电热恒温培养箱	工作室尺寸:420×420×500mm,功率:300W		4800
DHP-160	电热恒温培养箱	工作室尺寸:500×500×650mm,功率:400W		6700
DHP-270	电热恒温培养箱	工作室尺寸:600×600×750mm,功率:600W		8600
GHP-50	隔水式恒温培养箱	工作室尺寸:350×350×400mm,功率:320W		不锈钢内胆,智能数显控温,具有超温报警,时间控制功能,标配托架2块。
GHP-80	隔水式恒温培养箱	工作室尺寸:400×400×500mm,功率:470W	5600	
GHP-160	隔水式恒温培养箱	工作室尺寸:500×500×650mm,功率:620W	7800	
GHP-270	隔水式恒温培养箱	工作室尺寸:600×600×750mm,功率:770W	9800	
GUP-360	电热油浴培养箱	工作室尺寸:360×360×500,控温范围:RT+10℃~120℃,波动度:≤±1℃,均匀度≤±2℃		10600
GUP-600	电热油浴培养箱	工作室尺寸:600×600×800,控温范围:RT+10℃~120℃,波动度:≤±1℃,均匀度≤±2℃		16000
SHP-160DA	低温生化培养箱	工作室尺寸:160L,控温范围:-20~50℃	智能液晶数显控温,进口压缩机,镜面不锈钢内胆,四角圆弧,双重门结构,钢化玻璃内门,可配RS-485接口,可选配嵌入式打印机	11500
SHP-250DA		工作室尺寸:250L,控温范围:-20~50℃		26200
SHP-300DA		工作室尺寸:300L,控温范围:-20~50℃		31800
SHP-160DB		工作室尺寸:160L,控温范围:-40~50℃		22800
SHP-250DB		工作室尺寸:250L,控温范围:-40~50℃		32500
SHP-300DB		工作室尺寸:300L,控温范围:-40~50℃		42800
YQX-II	厌氧培养箱	不锈钢内胆数显控温,取样室形成厌氧状态的时间不大于5分钟,操作室形成厌氧时间<1小时,操作室在停止补充微量混合体的情况下,>12小时内保持厌氧状态,培养室控温范围:室温±5~50℃,工作室尺寸:800×650×660,培养室尺寸:25×19×29		27600

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



电热恒温干燥箱

型号	工作室尺寸 深×宽×高(mm)	主要技术参数	出厂价(元)		备注
			CS	BS	
101-00	250×250×250	1、温度：室温 +10℃~300℃ 2、波动度：≤±1℃ 3、均匀度：≤±1.5℃ 特点： 1、数显控温仪控温 2、超温报警保护装置	2300	3600	鼓风式
101-0	350×350×350		2560	3860	鼓风式
101-1	350×450×450		2600	4000	鼓风式
101-2	450×550×550		3000	5600	鼓风式
101-3	500×600×750		3500	6400	鼓风式
101-4	800×800×1000		7100	11000	鼓风式
202-00	250×250×250		2000	3300	电热式
202-0	350×350×350		2230	3590	电热式
202-1	350×450×450		2350	3820	电热式
202-2	450×550×550		2600	5100	电热式
202-3	500×600×750		3020	5800	电热式
202-4	800×800×1000		6200	8800	电热式

二、振荡器、摇床

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
SHA-C	数显水浴恒温振荡器	控温范围温室 ~100℃, 温度均匀度: ±0.5℃, 工作方式: 往复	5900
SHA-CA	数显水浴恒温振荡器	控温范围温室 ~100℃, 温度均匀度: ±0.5℃, 工作方式: 往复, 数显控温	6300
SHZ-82	数显水浴恒温振荡器	控温范围温室 ~100℃, 温度均匀度: ±0.5℃, 工作方式: 回旋	5900
SHZ-82A	数显水浴恒温振荡器	控温范围温室 ~100℃, 温度均匀度: ±0.5℃, 工作方式: 回旋, 数显控温	6300
SHA-B	数显水浴恒温振荡器	控温范围温室 ~100℃, 温度均匀度: ±0.5℃, 工作方式: 往复、回旋	6900
SHA-BA	数显水浴恒温振荡器	控温范围温室 ~100℃, 温度均匀度: ±0.5℃, 工作方式: 往复、回旋测速	7200
CHA-S	数显气浴恒温振荡器	控温范围温室 ~50℃, 温度均匀度: ±1℃, 工作方式: 往复	5900
CHA-SA	数显气浴恒温振荡器	控温范围温室 ~50℃, 温度均匀度: ±1℃, 工作方式: 往复, 数显控温	6300
THZ-82	数显气浴恒温振荡器	控温范围温室 ~50℃, 温度均匀度: ±1℃, 工作方式: 回旋	5900
THZ-82A	数显气浴恒温振荡器	控温范围温室 ~50℃, 温度均匀度: ±1℃, 工作方式: 回旋, 数显控温	6300
ZD-85	数显气浴恒温振荡器	控温范围温室 ~50℃, 温度均匀度: ±1℃, 工作方式: 往复、回旋	6900
ZD-85A	数显气浴恒温振荡器	控温范围温室 ~50℃, 温度均匀度: ±1℃, 工作方式: 往复、回旋测速	7200
HW-100	恒温培养摇床	振荡频率: 20-300r/min, 控温范围: RT+5~50℃, 托盘尺寸(mm): 280×220	16900
HW-200	恒温培养摇床	振荡频率: 20-300r/min, 控温范围: RT+5~50℃, 托盘尺寸(mm): 350×350	22000
HW-300	恒温培养摇床	振荡频率: 20-300r/min, 控温范围: RT+5~50℃, 托盘尺寸(mm): 370×340	26900
HW-400	恒温培养摇床	振荡频率: 20-300r/min, 控温范围: 4~50℃ (环境温度降 20℃) 托盘尺寸(mm): 450×450	32000
HW-500	恒温培养摇床	振荡频率: 20-300r/min, 控温范围: 4~50℃ (环境温度降 20℃) 托盘尺寸(mm): 450×450	38000
HY-1	垂直多用振荡器	工作方式: 垂直振荡, 定时范围: 0~120 分, 工作频率: 起动 ~280 次 / 分	3000
HY-1A	数显垂直多用振荡器	工作方式: 垂直振荡, 定时范围: 0~120 分, 速度数字显示, 无级可调	3300
HY-2	往复调速多用振荡器	工作方式: 水平往复, 定时范围: 0~120 分, 工作频率: 起动 ~320 次 / 分	1300
HY-2A	数显往复调速多用振荡器	工作方式: 水平往复, 定时范围: 0~120 分, 工作频率: 起动 ~320 次 / 分, 速度数显	1600
HY-3	多功能振荡器	工作方式: 水平往复, 垂直振荡, 工作频率: 起动 ~300 次 / 分, 可单独工作	3900
HY-3A	数显多功能振荡器	工作方式: 水平往复, 垂直振荡, 工作频率: 起动 ~300 次 / 分, 数显调速	4200
KS	康氏振荡器	工作方式: 水平往复, 定时范围: 0~120 分, 工作频率: 起动 ~320 次 / 分	960
HY-4	往复调速多用振荡器	工作方式: 水平往复, 定时范围: 0~120 分, 工作频率: 起动 ~320 次 / 分	980

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
HY-4A	数显调速多用振荡器	工作方式:水平往复,定时范围:0~120分,工作频率:起动~320次/分,速度数显	1280
HY-5	回旋式振荡器	工作方式:水平回旋,定时范围:0~120分,工作频率:起动~280次/分	1800
HY-5A	数显回旋式振荡器	工作方式:水平回旋,定时范围:0~120分,工作频率:起动~280次/分,速度数显	2100
HY-6	双层调速多用振荡器	工作方式:水平回旋,定时范围:0~120分,工作频率:起动~220次/分,可定做夹具	5900
HY-6A	双层数显振荡器	工作方式:水平回旋,定时范围:0~120分,工作频率:起动~220次/分,速度数显	6300
HY-8	大容量振荡器	工作面积:700×620,定时范围:0~120分,工作频率:起动~220次/分,水平回旋	6800
HY-8A	大容量振荡器	工作面积:700×620,定时范围:0~120分,工作频率:起动~220次/分,回旋,数显	7200
HY-A	往复式大容量振荡器	工作面积:1000×620,定时范围:0~120分,工作频率:起动~260次/分,速度可调,采用大功率直流电机,振荡平稳可靠。夹具根据用户需要订做,分往复式,回旋式。	7800
HY-B	回旋式大容量振荡器		8800
TY-80A/S	脱色摇床	工作面积:280×220mm,水平转动,频率:起动~80次/分,无级可调	1180
TY-80B	脱色摇床	工作面积:280×220mm,水平转动,频率:起动~80次/分,无级可调	980
ZW-A	微量振荡器	配置96孔“U”、“V”型血凝板各一块,频率:起动~3000次/分,无级可调	480
ZW-B	青霉素振荡器	又称药物振荡器,20孔,频率:起动~3000转/分,可根据用户要求订做	480
SK-1	快速混匀器	电机功率:40W,振动频率:30-50Hz,海绵顶	320
XH-C	旋涡混合器	电机功率:60W,振动频率:30-50Hz,橡胶头	490
XH-J	旋涡混合器	电机功率:60W,转速:2800转/分,橡胶头,可连续、点动	590
XH-T	旋涡混合器	电机功率:60W,转速:2800转/分,橡胶头,可连续、点动,无级变速	680

### 摇床系列 / 恒温孵育摇床系列

型号	温度范围	振荡频率 / 幅度	配置	出厂价(元)
GS-20	/	振荡频率:50-300rpm (20mm 回转)		5000
GS-30	4-45℃	振荡频率:50-250rpm (30mm 回转)	284×264×90	5200

### 可选配置

项目	名称	出厂价(元)
1	通用托盘 PP-4	140
2	100ml 锥形烧瓶架 P12-100	450
3	250ml 锥形烧瓶架 P6-250	450
4	可调烧瓶架 UP-12	550

### 微孔板恒温孵育 / 微孔板振荡器

型号	产品名称	温度范围	振荡频率 / 幅度	样本量	出厂价(元)
MT60-4	微孔板恒温孵育器	+5℃ -60℃	无振荡功能	4×96 孔酶标板 / 深孔板	4800
MT70-2	微孔板恒温孵育器	+5℃ -70℃	无振荡功能	2×96 孔酶标板 / 深孔板	4000
MT60-4	微孔板恒温振荡器	+5℃ -60℃	300-1200rpm (3mm 水平回转)	4×96 孔酶标板 / 深孔板	7800
MT72-2	微孔板恒温振荡器	+5℃ -70℃		2×96 孔酶标板 / 深孔板	6800
MIX-1500	微孔板振荡器	/	300-1500rpm	4×96 孔酶标板 / 深孔板	5900

## 三、水浴锅、水槽、油浴

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
HH-1	数显恒温水浴器	尺寸 150×150×110,室温~100℃,加热功率 300W	580
HH-2	数显恒温水浴器	尺寸 310×310×130,室温~100℃,加热功率 600W	680
HH-4	数显恒温水浴器	尺寸 310×310×130,室温~100℃,加热功率 800W	880



质量成就品牌 诚信铸就未来

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
HH-4(单)	数显恒温水浴器	尺寸 620×160×130, 室温 ~100℃, 加热功率 1000W	980
HH-6	数显恒温水浴器	尺寸 470×310×130, 室温 ~100℃, 加热功率 1500W	1080
HH-6(单)	数显恒温水浴器	尺寸 900×160×130, 室温 ~100℃, 加热功率 1500W	1280
HH-8	数显恒温水浴器	尺寸 620×310×130, 室温 ~100℃, 加热功率 2000W	1380
HH-W420	数显三用恒温水箱	尺寸 420×180×200, 室温 ~100℃, 加热功率 1000W	980
HH-W600	数显三用恒温水箱	尺寸 600×300×210, 室温 ~100℃, 加热功率 1500W	1380
HH-601	超级恒温水浴	尺寸 400×300×180, 精度 ≤0.5℃, 室温 ~100℃, 加热功率 1000W	2480
HH-601A	高精度超级恒温水浴	尺寸 400×300×180, 精度 ≤0.05℃, 室温 ~100℃, 加热功率 1000W	4800
76-1A	数显玻璃恒温水浴槽	尺寸 Φ300×300, 室温 ~100℃, 加热功率 1000W, 控制功率 ±0.5℃	1980
HH-S	数显恒温水浴	尺寸 280×280×300, 室温 ~300℃, 加热功率 2500W	3800
HH-SA	数显超级恒温油浴	尺寸 280×280×300, 室温 ~300℃, 加热功率 2500W, 带内循环	4800
HH-SA	数显超级恒温油浴	尺寸 280×280×300, 室温 ~300℃, 加热功率 5000W, 带外循环	5300
DKB-6	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃, ≤±0.1℃, 250×200×150mm, 泵流量 6L/min	8680
DKB-10	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃, ≤±0.1℃, 280×200×180mm, 泵流量 6L/min	9600
DKB-1015	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃, ≤±0.1℃, 280×250×220mm, 泵流量 6L/min	9880
DKB-1020	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃, ≤±0.1℃, 280×250×280mm, 泵流量 6L/min	11800
DKB-1030	低温恒温水槽	温度范围 -5~100℃, ≤±0.1℃, 400×325×230mm, 泵流量 6L/min	19800
DKB-1006	低温恒温水槽	温度范围 -10~100℃, ≤±0.1℃, 250×200×150mm, 泵流量 6L/min	9880
DKB-2006	低温恒温水槽	温度范围 -20~100℃, ≤±0.1℃, 250×200×150mm, 泵流量 6L/min	11800
DKB-2010	低温恒温水槽	温度范围 -20~100℃, ≤±0.1℃, 280×200×180mm, 泵流量 6L/min	12800
DKB-2015	低温恒温水槽	温度范围 -20~100℃, ≤±0.1℃, 300×250×200mm, 泵流量 6L/min	14800
DKB-2030	低温恒温水槽	温度范围 -20~100℃, ≤±0.1℃, 400×325×230mm, 泵流量 6L/min	25800
DKB-3005A	低温恒温水槽	温度范围 -30~100℃, ≤±0.1℃, 250×200×120mm, 泵流量 6L/min	11800
DKB-3010	低温恒温水槽	温度范围 -30~100℃, ≤±0.1℃, 250×200×200mm, 泵流量 6L/min	13800
DKB-3015	低温恒温水槽	温度范围 -30~100℃, ≤±0.1℃, 300×250×200mm, 泵流量 6L/min	14800
DKB-3030	低温恒温水槽	温度范围 -30~100℃, ≤±0.1℃, 400×325×230mm, 泵流量 6L/min	29800
DKB-4006	低温恒温水槽	温度范围 -40~100℃, ≤±0.1℃, 250×200×120mm, 泵流量 6L/min	16800
DKB-4010A	低温恒温水槽	温度范围 -40~100℃, ≤±0.1℃, 310×200×150mm, 泵流量 6L/min	22800
DTD-25	恒温消解仪	温控: 室温 +5-250℃, Φ26mm×18 固定式	4800
DTD-40	恒温消解仪	温控: 室温 +5-250℃, Φ26mm×25 固定式	5800
DTD-60	恒温消解仪	温控: 室温 +5-250℃, Φ16mm×65 固定式	7800

#### 四、离心机

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
800	电动离心机	转速: 0-4000rpm, 容量 20ml×6	500
800D	电动离心机	转速: 0-4000rpm, 容量 20ml×6, 定时 0-60min	560
80-1	电动离心机	转速: 0-4000rpm, 容量 20ml×6, 最大离心力: 1430xg	630
80-2	电动离心机	转速: 0-4000rpm, 容量 20ml×12, 最大离心力: 2325xg	750
80-2A	智能电动离心机	转速: 0-4000rpm, 容量 20ml×8, 最大离心力: 2325xg, 触摸控制	1880
80-2B	电动离心机	转速: 0-4000rpm, 容量 20ml×12, 最大离心力: 2325xg, 指针式, 开盖自停	980
80-2C	智能数显离心机	转速: 0-4000rpm, 容量 20ml×12, 无刷电机, 智能控制	2680

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
80-3	数显电动离心机	转速:0-4000rpm,容量 20ml×6,最大离心力:1430xg,定时 0-60min	1280
90-1	电动离心机	转速:0-4000rpm,容量 20ml×6,最大离心力:1790xg,开盖自停	860
90-2	数显电动离心机	转速:0-4000rpm,容量 20ml×12,最大离心力:2325xg,开盖自停	1280
LDZ4-2	自动平衡离心机	转速:0-4000rpm,容量 20ml×8,最大离心力:2325xg	880
TDL-5	台式低速大容量离心机	容量:10ml×16、50ml×8、100ml×4,转速:0-4000rpm,智能控制	6900
TDL-5A	台式大容量离心机	容量:10ml×28、50ml×8、250ml×4,转速:0-5000rpm,智能控制	9900
TDL-50	电动离心机	转速:0-4000rpm,容量 50ml×6,定时 0-60min	1900
SH120	微量血液离心机	最高转速:12000 转 / 分,功率:230W,离心容量:24 根 $\varnothing$ 1.5ml×75mm(玻璃毛细管)	2980
SH120-I	微量血液离心机	最高转速:12000 转 / 分,经典铁外壳,离心容量:24 根 $\varnothing$ 1.5ml×75mm(玻璃毛细管)	3480
SH120-II	微量血液离心机	最高转速:12000 转 / 分,智能控制,无刷电机,离心容量:24 根 $\varnothing$ 1.5ml×75mm(玻璃毛细管)	3980
TGL-12B	微量血液离心机	最高转速:12000 转 / 分,智能控制,离心容量:24 根 $\varnothing$ 1.5ml×75mm(玻璃毛细管)	3780
TGL-16	台式高速离心机	容量 0.5ml×12 或 1.5ml×12 或 5ml×6,转速:0-16000rpm	2400
TGL-16A	台式高速离心机	容量 0.5ml×12 或 1.5ml×12 或 5ml×6,转速:16000rpm,数显测速	2900
TGL-16B	智能高速离心机	容量 0.5ml×12 或 1.5ml×12 或 5ml×6,转速:16000rpm,交流电机,智能控制	3900
TGL-16C	智能高速离心机	容量 0.5ml×12 或 1.5ml×12 或 5ml×6,转速:16000rpm,直流无刷电机,智能控制	4600
XYJ-2	高速离心机	转速:0-16000rpm,容量 1.5ml×12,最大离心力:17000xg	2350
RZ-50	乳脂离心机	转速:1350rpm/min,容量 50ml×6,恒温 52℃ $\pm$ 1℃	4650
MINIP	微孔板离心机	转速:0-2500rpm	3800
Mini-4K	迷你离心机	转速:4000 转 / 分,相对离心力:900g,6×1.5ml(另配 0.5ml 和 0.2ml 多用离心套管)	1590
Mini-6K	迷你离心机	转速:6000 转 / 分,相对离心力:2000g,6×1.5ml/0.5ml/0.2ml(离心管)和 2×8×0.2ml(0.2mlPCR 离心管)	1890
Mini-10K	迷你离心机	转速:10000 转 / 分,相对离心力:约 5000g,6×1.5ml(另配 0.5ml 和 0.2ml 多用离心套管)	2190

## 五、磁力搅拌器

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
78-1	磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 150W,转速:0-2400 转 / 分	290
78-2	双向磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 150W,转速:0-2400 转 / 分,正反方向工作	390
79-1	磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 200W,转速:0-2400 转 / 分	390
79-2	双向磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 200W,转速:0-2400 转 / 分,正反方向工作	490
78HW-1	恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,电子控温,室温 ~100℃,加热功率 200W,调速 0-2400 转 / 分	400
79HW-1	恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,电子控温,室温 ~100℃,加热功率 250W,调速 0-2400 转 / 分	490
85-1	恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,电子控温,室温 ~100℃,加热功率 250W,调速 0-2400 转 / 分	580
85-2	数显恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,电子控温,室温 ~100℃,加热功率 300W,调速 0-2400 转 / 分	680
85-2A	数显测速恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,电子控温,室温 ~100℃,加热功率 250W,数显测速	980
HJ-1	磁力搅拌器	分两种规格,最大搅拌容量 500ml,1000ml,调速范围:0-2400 转 / 分	280
HJ-2	双头磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 2×1000ml,加热功率 2×150W,调速范围:0-2400 转 / 分	680
HJ-2A	数显双头磁力搅拌器	最大搅拌容量 2×1000ml,加热功率 2×150W,调速范围:0-2400 转 / 分,温度数显	1680
HJ-3	数显恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000ml,数显控温,室温 ~100℃,加热功率 300W	800
HJ-4	多头磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 4×1000ml,加热功率 4×300W,调速范围:0-2400 转 / 分	1080
HJ-4A	数显恒温多头磁力搅拌器	最大搅拌容量 4×1000ml,数显控温,室温 ~100℃,加热功率 4×200W,调速范围:0-2400 转 / 分	2380
HJ-5	数显恒温多功能搅拌器	具有电动、磁力双重搅拌功能,数显控温,常温 ~100℃,无级调速	1200
HJ-6	多头磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 6×1000ml,加热功率 6×150W,调速范围:0-2400 转 / 分	1480
HJ-6A	数显恒温多头磁力搅拌器	最大搅拌容量 6×1000ml,数显控温,室温 ~100℃,加热功率 6×200W	2680

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
HJ-6B	数显恒温多头磁力搅拌器	最大搅拌容量 6x1000ml, 数显控温, 室温 ~100℃, 加热功率 6x200W, 温度、速度双数显	3680
DF-1	集热式磁力搅拌器	控温范围: 常温 ~300℃, 加热功率 600W, 调速范围: 0-2600 转 / 分	990
DF-II	数显集热式恒温磁力搅拌器	控温范围: 常温 ~300℃, 调速范围: 0-2600 转 / 分, 可水浴、油浴、干烧	1290
DJ-1	大功率磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000ml, 不加热, 工作尺寸: 300x300mm, 不锈钢工作面	890
99-1	大功率磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000ml, 加热功率 600W, 调速范围: 0-2600 转 / 分	1080
99-1A	数显大功率恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000ml, 数显控温, 室温 ~100℃, 加热功率 600W, 调速范围: 0-2600 转 / 分	1280
JB-1	定时双向磁力搅拌器	最大搅拌容量 3000ml, 定时范围: 0~120 分, 调速范围: 0-2600 转 / 分	780
JB-2	定时双向磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 3000ml, 定时范围: 0~120 分, 调速范围: 0-2600 转 / 分, 加热功率: 400W	880
JB-3	定时双向恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 3000ml, 定时范围: 0~120 分, 调速范围: 0-2600 转 / 分, (配) 点接式控温, 室温 ~100℃	980
JB-4	定时双向电子恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 3000ml, 定时范围: 0~120 分, 调速范围: 0-2600 转 / 分, 电子控温, 室温 ~100℃	1080
JB-5	定时双向数显恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 3000ml, 定时范围: 0~120 分, 调速范围: 0-2600 转 / 分, 数显控温, 室温 ~100℃	1280
JB-12	双层磁力搅拌器	最大搅拌容量 12x3000ml, 定时范围: 0~120 分, 调速范围: 0-2600 转 / 分	2980

## 六、电动搅拌器、匀浆机

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
JJ-2	组织捣碎匀浆机	整机功率: 120W, 12000 转 / 分可调, 不锈钢杯, 容量 1000ml	980
JJ-2B	电动高速组织捣碎机	整机功率: 200W, 12000 转 / 分可调, 玻璃杯, 容量 1000ml	1380
FS-1	可调高速匀浆机	配置六只不同规格匀浆杯(5、15、25、50、100、150ml) 2000 转 / 分可调	3200
FS-2	可调高速分散器	内切式刀具, 速度数显, 2000 转 / 分可调, 细胞分散	2850
FSH-2	可调高速匀浆机	内切式刀具, 速度数显, 2000 转 / 分可调, 组织匀浆	2750
XA-1	固体样品捣碎机	最大容量: 50g, 1200 转 / 分	1180
JJ-1 25W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分, 调速范围 0~3000 转 / 分, 无级调速	460
JJ-1 40W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分, 调速范围 0~3000 转 / 分, 无级调速	500
JJ-1 60W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分, 调速范围 0~3000 转 / 分, 无级调速	520
JJ-1 90W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分, 调速范围 0~3000 转 / 分, 无级调速	580
JJ-1 100W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分, 调速范围 0~3000 转 / 分, 无级调速	600
JJ-1 160W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分, 调速范围 0~3000 转 / 分, 无级调速	1280
JJ-1 200W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分, 调速范围 0~3000 转 / 分, 无级调速	1600
JJ-1 300W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分, 调速范围 0~3000 转 / 分, 无级调速	1800
JJ-1 A 100W	数显测速电动搅拌器	定时范围 0~120 分, 调速范围 0~3000 转 / 分, 速度数字显示	980
JJ-3	数显控温电动搅拌器	调速范围 0~3000 转 / 分, 整机功率 1060W, 数显控温 常温 ~200℃	1800
JJ-4	六联电动搅拌器	同步功率 140W, 无级调速, 同步 0~1100 转 / 分	3800
JJ-4A	数显测速六联电动搅拌器	同步功率 140W, 无级调速, 同步 0~1100 转 / 分, 速度数字显示	4200
JJ-1B	恒温强力电动搅拌器	调速范围: I 级 60~500 转 / 分, II 级 240~2000 转 / 分, 搅拌棒范围: 0.5~10mms	1980
GZ	强力电动搅拌器	调速范围 I 级: 60-500 转 / 分, II 级: 240-2000 转 / 分	2180
GZ-A	数显强力电动搅拌器	调速范围 I 级: 60-500 转 / 分, II 级: 240-2000 转 / 分, 速度数字显示	2780

## 七、电热板、电热套、电阻炉、电炉

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
DB-1	不锈钢电热板	工作尺寸 200 × 150, 加热功率 600W	780
DB-1A	不锈钢电热板	工作尺寸 200 × 150, 加热功率 600W, 数显式控温, 室温 ~300℃	980
DB-2	不锈钢电热板	工作尺寸 300 × 200, 加热功率 800W	980
DB-2A	不锈钢电热板	工作尺寸 300 × 200, 加热功率 800W, 数显式控温, 室温 ~300℃	1180
DB-3	不锈钢电热板	工作尺寸 350 × 220, 加热功率 1000W	1180

Tel: 0519-82866633 82869933 Fax: 0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail: langyue17@163.com



# 质量成就品牌 诚信铸就未来

型号	产品名称	主要技术参数		出厂价(元)
DB-3A	不锈钢电热板	工作尺寸 350×220, 加热功率 1000W, 数显式控温, 室温 ~300℃		1380
DB-H	数显恒温板	工作尺寸 95×55, 控温范围: 室温 ~50℃, 可在显微镜下工作		980
MT-1	调温电砂浴	加热功率 2000W, 工作容积 300×400mm, 可调温, 最高 300℃		980
MT-2	数显恒温电砂浴	远红外加热, 工作容积 300×400mm, 数显控温, RT-300℃		1580
TP350	智能磁力搅拌加热板	加热面积 140×140, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 350℃		3200
TP350	智能磁力搅拌加热板	加热面积 180×180, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 350℃		3780
TP350	智能磁力搅拌加热板	加热面积 230×230, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 350℃		4300
TP350	智能磁力搅拌加热板	加热面积 280×280, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 350℃		5700
TP350S	智能数显磁力搅拌加热板	加热面积 140×140, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 350℃		3600
TP350S	智能数显磁力搅拌加热板	加热面积 180×180, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 350℃		4200
TP350S	智能数显磁力搅拌加热板	加热面积 230×230, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 350℃		4780
TP350S	智能数显磁力搅拌加热板	加热面积 280×280, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 350℃		6400
TP380	智能磁力电热套	搅拌容量 50, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3100
TP380	智能磁力电热套	搅拌容量 100, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3100
TP380	智能磁力电热套	搅拌容量 250, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3300
TP380	智能磁力电热套	搅拌容量 500, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3300
TP380	智能磁力电热套	搅拌容量 1000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3500
TP380	智能磁力电热套	搅拌容量 2000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3700
TP380	智能磁力电热套	搅拌容量 3000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		4600
TP380	智能磁力电热套	搅拌容量 5000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		5300
TP380	智能磁力电热套	搅拌容量 10000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		6700
TP380S	智能数显磁力电热套	搅拌容量 50, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3500
TP380S	智能数显磁力电热套	搅拌容量 100, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3500
TP380S	智能数显磁力电热套	搅拌容量 250, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3500
TP380S	智能数显磁力电热套	搅拌容量 500, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3600
TP380S	智能数显磁力电热套	搅拌容量 1000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		3780
TP380S	智能数显磁力电热套	搅拌容量 2000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		4200
TP380S	智能数显磁力电热套	搅拌容量 3000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		5000
TP380S	智能数显磁力电热套	搅拌容量 5000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		5700
TP380S	智能数显磁力电热套	搅拌容量 10000, 调速范围 50-1800 转 / 分, 无级调速, 表面最高温度 380℃		7000

型号	产品名称	出厂价(元)	型号	产品名称	出厂价(元)
HDM-250B	电子调温电热套	230	HDM-250C	电子调温电热套	520
HDM-500B	电子调温电热套	250	HDM-500C	电子调温电热套	540
HDM-1000B	电子调温电热套	280	HDM-1000C	电子调温电热套	580
HDM-2000B	电子调温电热套	340	HDM-2000C	电子调温电热套	640
HDM-3000B	电子调温电热套	410	HDM-3000C	电子调温电热套	700
HDM-5000B	电子调温电热套	500	HDM-5000C	电子调温电热套	780

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



质量成就品牌 诚信铸就未来

型号	产品名称	主要技术参数		出厂价(元)	
SX <sub>2</sub> -2.5-10	箱式电阻炉	200×120×80	功率 2.5KW、额定温度 1000℃	节能型产品,可增装数显控温仪,智能程序控温仪	1900
SX <sub>2</sub> -4-10	箱式电阻炉	300×200×120	功率 4KW、额定温度 1000℃		2300
SX <sub>2</sub> -8-10	箱式电阻炉	400×250×160	功率 8KW、额定温度 1000℃		4500
SX <sub>2</sub> -12-10	箱式电阻炉	500×300×200	功率 12KW、额定温度 1000℃		5600
SX <sub>2</sub> -2.5-12	箱式电阻炉	200×120×80	功率 2.5KW、额定温度 1200℃		2200
SX <sub>2</sub> -5-12	箱式电阻炉	300×200×120	功率 5KW、额定温度 1200℃		3000
SX <sub>2</sub> -10-12	箱式电阻炉	400×250×160	功率 10KW、额定温度 1200℃		5400
SX <sub>2</sub> -12-12	箱式电阻炉	500×300×200	功率 12KW、额定温度 1200℃		8600
SX <sub>2</sub> -4-13	箱式电阻炉	250×150×100	功率 4KW、额定温度 1350℃		3900
SX <sub>2</sub> -6-13	箱式电阻炉	250×150×100	功率 6KW、额定温度 1350℃		8100
DDL-1KW	硅控万用可调电炉	单联式,加热功率 1000W		88	
DDL-2×1KW	硅控万用可调电炉	双联式,加热功率 2×1000W		168	
DDL-4×1KW	硅控万用可调电炉	四联式,加热功率 4×1000W		268	
DDL-6×2KW	硅控万用可调电炉	六联式,加热功率 6×1000W		368	
DDF-1KW	封闭电炉	单联式,加热功率 1000W		178	
DDF-1.5KW	封闭电炉	单联式,加热功率 1500W		198	
DDF-2×1KW	封闭电炉	双联式,加热功率 2×1000W		348	

## 八、石英亚沸、不锈钢蒸馏水器、旋转蒸发器

型号	产品名称	主要技术参数		出厂价(元)
YAZD-5	不锈钢蒸馏水器	5 升 / 小时, 电压 220V, 自动断水加 800 元 / 台		960
YAZD-10	不锈钢蒸馏水器	10 升 / 小时, 电压 380V, 自动断水加 800 元 / 台		1060
YAZD-20	不锈钢蒸馏水器	20 升 / 小时, 电压 380V, 自动断水加 800 元 / 台		1360
1810-B	石英自动双重蒸馏水器	技术指标:符合苏 QLC-22-8 要求出水纯度:普通实验室一次提纯金属离子杂志单项含量 ≤ 5PPB, 多次提纯或 100 级实验室权限含量 ≤ 5PPt	出水量 2500ml/h, 3000W	6800
1810-C	石英自动双重蒸馏水器		出水量 2500ml/h, 4500W	8800
SYZ-A	石英亚沸提纯器		出水量 500ml/h, 1000W	3800
SYZ-550	石英亚沸提纯器		出水量 1000ml/h, 1500W	4800
SYZ-B	石英亚沸提纯器		出水量 1000ml/h, 1500W	4800
SYZ-C	石英亚沸自动加液纯水器		出水量 2500ml/h, 3000W	7800
R201	旋转蒸发器		0.25-2 升不带水浴锅	
R201A	旋转蒸发器	0.25-2 升带恒温水浴锅 1.5KW		3860
R501(A)	旋转蒸发器	5 升带升降恒温水浴锅 2KW, 可扩展 0.25~2 升(选件)		9860
R1001	旋转蒸发器	10 升带升降恒温水浴锅 3KW		21600
R1002	旋转蒸发器	10 升带升降恒温水浴锅 3KW(变频调速)		23600
R2002	旋转蒸发器	20 升带升降恒温水浴锅 5KW(变频调速)		34600
R2002K	旋转蒸发器	20 升带升降恒温水浴锅 5KW(变频调速)双收集瓶		36800
R5002	旋转蒸发器	50 升带恒温水浴锅(变频调速)		57500
W201	恒温水浴锅	1.5KW, 26×15cm 不锈钢内胆不锈钢加热管		1050
W501	升降恒温水浴锅	2KW, 28×17cm, 升降 120mm		2280

## 九、玻璃反应釜

型号	产品名称	主要技术参数		出厂价(元)
S212-40(2L)	玻璃反应装置	反应瓶 2L, 40W 电子恒速搅拌, 水 / 油浴加热, 具全套玻仪		4380
S212-90(5L)	玻璃反应装置	反应瓶 5L, 90W 电子恒速搅拌, 水 / 油浴加热, 具全套玻仪		4880
S212-120(10L)	玻璃反应装置	反应瓶 10L, 120W 松下变频调速, 水 / 油浴加热, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。		15600

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
S212-180(20L)	玻璃反应装置	反应瓶 20L, 180W 松下变频调速, 水/油浴加热, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。	17800
S212-250(50L)	玻璃反应装置	反应瓶 50L, 250W 松下变频调速, 水/油浴加热, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。	22500
S212B-2	双层玻璃反应釜	内容积 > 2L, 40W 数显电子恒速搅拌, F4 密封, 四口反应器盖, 具回流、加液、测温等全套玻仪。	5860
S212B-5	双层玻璃反应釜	内容积 > 5L, 90W 数显电子恒速搅拌, F4 加玻璃轴密封, 四口反应器盖, 具回流、加液、测温等全套玻仪, 具 F4 下放料口	7560
S212B-10	双层玻璃反应釜	内容积 > 10L, F4 加玻璃轴耐磨长效密封, F4 搅拌棒, 具 F4 下放料阀门无死角结构, 10L 外径 260mm, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。	19800
S212B-20	双层玻璃反应釜	内容积 > 10L, F4 加玻璃轴耐磨长效密封, F4 搅拌棒, 具 F4 下放料阀门无死角结构, 20L 外径 360mm, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。	23800
S212B-30	双层玻璃反应釜	内容积 > 10L, F4 加玻璃轴耐磨长效密封, F4 搅拌棒, 具 F4 下放料阀门无死角结构, 30L 外径 360mm, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。	29800
S212B-50	双层玻璃反应釜	内容积 > 10L, F4 加玻璃轴耐磨长效密封, F4 搅拌棒, 具 F4 下放料阀门无死角结构, 50L 外径 405mm, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。	38800

## 十、试验箱

型号	产品名称	工作尺寸 D×W×H(mm)	控温范围 (°C)	备注	出厂价 (元)
SGDJ-2005	高低温交变 试验箱	350×320×450	-20~100 波动度: ≤0.5°C (A)	原装法国“泰康”压缩机, 进口制冷配件。 外壳材料: 钢化磷化喷塑 内胆材料: 高组镜面不锈钢 SUS304 隔热材料: 超细玻璃纤维 温度传感器: PT100 铂电阴伟感觉器 工作环境温度: 15~±30°C -70°C 采用复叠制冷系统 符合标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-2001 GB/T2423.4-2001 GB/10592.89	29500
SGDJ-2010		400×500×550			35500
SGDJ-2025		600×550×750			43500
SGDJ-2050		700×800×890			61500
SGDJ-4005		350×320×450	-40~100 波动度: ≤0.5°C (A)		32500
SGDJ-4010		400×500×550			42500
SGDJ-4025		600×550×750			52500
SGDJ-4050		700×800×890			69500
SGDJ-7005		350×320×450	-70~100 波动度: ≤0.5°C (A)		47500
SGDJ-7010		400×500×550			59600
SGDJ-7025		600×550×750			75500
SGDJ-7050		700×800×890			98500
SGDL-2005	高低温湿热 试验箱	350×320×450	-20~100 波动度: ≤0.5°C (A)	原装法国“泰康”压缩机, 进口制冷配件。 外壳材料: 钢化磷化喷塑 内胆材料: 高组镜面不锈钢 SUS304 隔热材料: 超细玻璃纤维 温度传感器: PT100 铂电阴伟感觉器 工作环境温度: 15~±30°C -70°C 采用复叠制冷系统 符合标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-2001 GB/T2423.4-2001 GB/10592.89	27800
SGDL-2010		400×500×550			33800
SGDL-2025		600×550×750			42800
SGDL-2050		700×800×890			55800
SGDL-4005		350×320×450	-40~100 波动度: ≤0.5°C (A)		32800
SGDL-4010		400×500×550			45800
SGDL-4025		600×550×750			46800
SGDL-4050		700×800×890			71800
SGDL-7005		350×320×450	-70~100 波动度: ≤0.5°C (A)		49800
SGDL-7010		400×500×550			62800
SGDL-7025		600×550×750			78800
SGDL-7050		700×800×890			98800

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



# 质量成就品牌 诚信铸就未来

型号	产品名称	工作尺寸 D×W×H(mm)	控温范围 (°C)	备注	出厂价 (元)
SGDLJ-2005	高低温交变 湿热试验箱	350×320×450	-20~100 波动度: ≤0.5°C (A)	原装法国“泰康”压缩机, 进口制冷配件。 外壳材料: 钢化磷化喷塑 内胆材料: 高组镜面不锈钢 SUS304 隔热材料: 超细玻璃纤维 温度传感器: PT100 铂电阻伟感器 工作环境温度: 15~±30°C -70°C 采用 复叠制冷系统 符合标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-2001 GB/T2423.4-2001 GB/10592.89	47800
SGDLJ-2010		400×500×550			53800
SGDLJ-2025		600×550×750			61800
SGDLJ-2050		700×800×890			79800
SGDLJ-4005		350×320×450	-40~100 波动度: ≤0.5°C (A)		50800
SGDLJ-4010		400×500×550			61800
SGDLJ-4025		600×550×750			72800
SGDLJ-4050		700×800×890			91800
SGDLJ-7005		350×320×450	-70~100 波动度: ≤0.5°C (A)		65800
SGDLJ-7010		400×500×550			78800
SGDLJ-7025		600×550×750			96800
SGDLJ-7050		700×800×890			119800
SGD-2005	高低温 试验箱	350×320×450	-20~100 波动度: ≤0.5°C (A)	原装法国“泰康”压缩机, 进口制冷配件。 外壳材料: 钢化磷化喷塑 内胆材料: 高组镜面不锈钢 SUS304 隔热材料: 超细玻璃纤维 温度传感器: PT100 铂电阻伟感器 工作环境温度: 15~±30°C -70°C 采用 复叠制冷系统 符合标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-2001 GB/T2423.4-2001 GB/10592.89	22800
SGD-2010		400×500×550			28800
SGD-2025		600×550×750			37800
SGD-2050		700×800×890			49800
SGD-4005		350×320×450	-40~100 波动度: ≤0.5°C (A)		26800
SGD-4010		400×500×550			38800
SGD-4025		600×550×750			48800
SGD-4050		700×800×890			65800
SGD-7005		350×320×450	-70~100 波动度: ≤0.5°C (A)		44800
SGD-7010		400×500×550			56800
SGD-7025		600×550×750			73800
SGD-7050		700×800×890			93800
型号	产品名称	主要技术参数			出厂价 (元)
SYS-250	药品试验箱	容积 250L, 控温范围 5~60°C, 精度±0.5°C			22000
DHG-401A	老化试验箱	工作室尺寸 450 × 450 × 350, 控温范围 50~200°C			6800
DHG-401A2	老化试验箱	工作室尺寸 450 × 450 × 500, 控温范围 50~200°C			9800
YWX-010	盐雾腐蚀试验箱	工作室尺寸 500 × 500 × 400, 控温范围 RT+10~55°C			22000
YWX-015	盐雾腐蚀试验箱	工作室尺寸 500 × 630 × 450, 控温范围 RT+10~55°C			23000
YWX-025	盐雾腐蚀试验箱	工作室尺寸 500 × 900 × 600, 控温范围 RT+10~55°C			28000
YWX-075	盐雾腐蚀试验箱	工作室尺寸 750 × 1100 × 600, 控温范围 RT+10~55°C			35000
YWX-100	盐雾腐蚀试验箱	工作室尺寸 1000 × 1300 × 600, 控温范围 RT+10~55°C			48000
YWX-160	盐雾腐蚀试验箱	工作室尺寸 900 × 1600 × 900, 控温范围 RT+10~55°C			55000
YWX-200	盐雾腐蚀试验箱	工作室尺寸 1000 × 2000 × 800, 控温范围 RT+10~55°C			60000

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



质量成就品牌 诚信铸就未来

## 十一、干式恒温器（恒温金属浴）

型号	温度范围	出厂价(元)
DTC-100	-10-100℃	6900
DTH-100	+5-100℃	3700

备注：以上报价含 1 个模块，模块可根据以下可选模块型号选择。

仪器常规配置：

DTC：

DTC-100A/DTC-100B/DTC-100C/DTC-100D/DTC-100E/DTC-100F/DTC-100G/DTC-100H/DTC-100I/DTC-100J

DTH：

DTH-100A/DTH-100B/DTH-100C/DTH-100D/DTH-100E/DTH-100F/DTH-100G/DTH-100H/DTH-100I/DTH-100J

举例：DTH-100C 表示选用混匀仪 DTH-100，模块采用 C 型号。

可选模块型号

型号	孔径及试管数	最高温度	出厂价(元)
A	96×0.2ml 标准版	100℃	580
B	54×0.5ml 离心管	100℃	560
C	35×1.5ml 离心管	100℃	560
D	35×2.0ml 离心管	100℃	560
E	15×0.5ml+20×1.5ml 离心管	100℃	560
F	24×直径≤Φ12mm 试管	100℃	50
G	32×0.2ml+25×1.5ml 离心管	100℃	580
H	32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml 离心管	100℃	580
I	103×67×30 (方槽模块)	100℃	480
J	96×0.2ml 酶标板(平底)	100℃	480
K	定制	100℃	待定

### MINI 系列

型号	温度范围	升温时间	出厂价(元)
MINIB-100	+5-100℃	≤15min(20℃ 升至 100℃)	3000
MINIB-100I	+5-100℃	热带盖的迷你金属浴:0.2ml 离心管专用	3700
MINIC-100	-10-100℃	≤30min(温室降至 20℃—环境温度 26℃ 以下检测)	5900
MINIC-100I	-10-100℃	制冷状态下,热盖功能关闭:0.2ml 离心管专用	6500

备注：以上报价含 1 个模块，模块可根据以下可选模块型号选择。

可选模块型号

型号	孔径及试管数	描述	出厂价(元)
MINI-A	40×0.2ml 离心管	可适用 8×0.2ml 排管	230
MINI-B	32×0.5ml 离心管	/	230
MINI-C	15×1.5ml 离心管	/	230
MINI-D	15×2.0ml 离心管	/	230
MINI-E	8-12.5×12.5ml (比色皿专用)	/	230
MINI-F	4×15ml 离心管	仪器盖子无法关闭	250
MINI-G	2×50ml 离心管	仪器盖子无法关闭	250
定制	定制	定制	待定

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



质量成就品牌 诚信铸就未来

## 加热型

型号	温度范围	升温时间	样本量	出厂价(元)
DKT200-1	室温 +5-150℃	≤30min(20℃ 升至 150℃)	标配 1 个模块	3900
DKT200-2	室温 +5-150℃	≤30min(20℃ 升至 150℃)	标配 2 个模块	4300
DKT200-4	室温 +5-120℃	≤30min(20℃ 升至 120℃)	标配 4 个模块	5100

备注：以上报价含 1 个模块，模块可根据以下可选模块型号选择。

### 可选模块型号

型号	试管直径	试管数	模块尺寸	出厂价(元)
DTO1	6mm	35	95.5×76.5×50mm	380
DTO2	7mm	35	95.5×76.5×50mm	380
DTO3	10mm	20	95.5×76.5×50mm	380
DTO4	12mm	20	95.5×76.5×50mm	380
DTO5	13mm	20	95.5×76.5×50mm	380
DTO6	15mm	12	95.5×76.5×50mm	380
DTO7	16mm	12	95.5×76.5×50mm	380
DTO8	19mm	12	95.5×76.5×50mm	380
DTO9	20mm	6	95.5×76.5×50mm	380
DTO10	26mm	6	95.5×76.5×50mm	380
DTO11	28mm	4	95.5×76.5×50mm	380
DTO12	40mm	2	95.5×76.5×50mm	380
DTO13	0.5ml 离心管	30	95.5×76.5×50mm	380
DTO14	0.5ml 离心管	24	95.5×76.5×50mm	380
DTO15	2.0ml 离心管	24	95.5×76.5×50mm	380
DTO16	0.25ml 离心管	96	78×114×26mm	380
DTO17	平板	96 孔酶标板	81×123×19mm	380
DTO18	定制	定制	定制	待定

## 十二、混匀仪、混合仪

### 混匀小精灵

型号	温度范围	振荡幅度	振荡频率	出厂价(元)
MIX-3000	/	3mm	300-3000rpm, 进步 10rpm	5900

### 配备 3 个试管支架

备注：以上报价含 3 个试管架 (MIX-A, MIX-B, MIX-C 支架)。

型号	孔径及试管数	出厂价(元)
MIX-A	96×0.2ml 离心管支架	80
MIX-B	24×0.5ml 离心管支架	80
MIX-C	24×1.5ml/2.0ml 离心管支架	80

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



质量成就品牌 诚信铸就未来

### 多管漩涡混合仪

型号	调速范围	定时范围	周转直径	出厂价(元)
DMT-2500	500-250rpm	1s-999min	4mm	8600

备注：以上报价含 Φ12mm 海绵式试管架 1 件。

#### 可选配件型号

型号	孔径及试管数	孔数	尺寸规格	出厂价(元)
DMT-A	Φ10mm 泡沫试管架	50	245×132×45mm	80
DMT-B	Φ12mm 泡沫试管架	50	245×132×45mm	80
DMT-C	Φ13mm 泡沫试管架	50	245×132×45mm	80
DMT-D	Φ16mm 泡沫试管架 (可放 15ml 离心管)	50	245×132×45mm	80
DMT-E	Φ25mm 泡沫试管架	15	245×132×45mm	80
DMT-F	Φ29mm 泡沫试管架 (可放 15ml 离心管)	15	245×132×45mm	80
DMT-H	可替换托盘垫(上或下)	/	305×178.5×25mm	80

### 恒温混匀仪

型号	温度范围	振荡幅度	振荡频率	出厂价(元)
MTC-100	0-100℃	3mm	300-1600rpm, 进步 1rpm	13900
MTH-100	+5-100℃	3mm	300-1600rpm, 进步 1rpm	7900

备注：以上报价含 1 个模块，模块可根据以下可选模块型号选择。

仪器常规配置：

MTC: MTC-100A/MTC-100B/MTC-100C/MTC-100D/MTC-100E

MTH: MTH-100A/MTH-100B/MTH-100C/MTH-100D/MTH-100E

举例：MTC-100C 表示选用混匀仪 MTC-100，模块采用 C 型号。

#### 可选模块型号

型号	孔径及试管数	最高温度	出厂价(元)
A	96×0.2ml 标准版	100℃	580
B	54×0.5ml 离心管	100℃	560
C	35×1.5ml 离心管	100℃	560
D	35×2.0ml 离心管	100℃	560
E	15×0.5ml+20×1.5ml 离心管	100℃	560
F	24×直径≤Φ12mm 试管	100℃	50
G	32×0.2ml+25×1.5ml 离心管	100℃	580
H	32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml 离心管	100℃	580
I	103×67×30 (方槽模块)	100℃	480
J	96×0.2ml 酶标板(平底)	100℃	480
K	定制	100℃	待定
MIX-A	96×0.2ml 离心管支架	/	80
MIX-B	24×0.5ml 离心管支架	/	80
MIX-C	24×1.5ml/2.0ml 离心管支架	/	80

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



质量成就品牌

诚信铸就未来

### 十三、灭菌器、氮吹仪

#### 红外接种环灭菌器

型号	温度范围	待机保持温度	最大消毒物品外径	加温区总长	出厂价(元)
HY-800	825℃	480℃	Φ14mm	140mm	1900
HY-800D	825℃	480℃	Φ35mm	100mm	2300

#### 氮吹仪

型号	温度范围	规格	样本量	出厂价(元)
NDK200-1	+5-150℃	配标 1 个模块	根据选用的模块	6900
NDK200-2	+5-150℃	配标 2 个模块	根据选用的模块	7900
NDK200-1A	+5-150℃	配标 1 个模块	根据选用的模块	7900
NK200-1B	+5-150℃	配标 1 个模块	12 孔	6500

备注：以上报价含标配模块，模块可根据以下可选模块型号选择。若需配置流量表、减压阀等配件，另加 CYN700.00/套。

#### 可选模块型号

型号	试管直径	试管数	模块尺寸	出厂价(元)
DTO01A	6mm	24	95.5×76.5×50mm	380
DTO02A	7mm	24	95.5×76.5×50mm	380
DTO03	10mm	20	95.5×76.5×50mm	380
DTO04	12mm	20	95.5×76.5×50mm	380
DTO05	13mm	20	95.5×76.5×50mm	380
DTO06	15mm	12	95.5×76.5×50mm	380
DTO07	16mm	12	95.5×76.5×50mm	380
DTO08	19mm	12	95.5×76.5×50mm	380
DTO09	20mm	6	95.5×76.5×50mm	380
DTO10	26mm	6	95.5×76.5×50mm	380
DTO11	28mm	4	95.5×76.5×50mm	380
DTO12	40mm	2	95.5×76.5×50mm	380
DTO13A	0.5ml 离心管	24	95.5×76.5×50mm	380
DTO14	0.6ml 离心管	24	95.5×76.5×50mm	381
DTO15	2.0ml 离心管	24	95.5×76.5×50mm	382
DTO16	0.2ml 离心管	96	78×114×26mm	383
DTO17	平板	96 孔酶标板	81×123×19mm	384
DTO18	定制	定制	定制	待定
DTO19	10mm	12	153.5×96×49mm	550
DTO20	12mm	12	153.5×96×49mm	550
DTO14	13mm	12	153.5×96×49mm	550
DTO15	15mm	12	153.5×96×49mm	550
DTO16	16mm	12	153.5×96×49mm	550
DTO17	19mm	12	153.5×96×49mm	550
DTO18	20mm	12	153.5×96×49mm	550

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



#### 十四、紫外分析仪

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
ZF1-II	紫外分析仪	透射滤光片尺寸:200×150mm,波长:302nm;反射滤光片尺寸:200×80mm,反射波长:254nm;仪器两侧设计凝胶切割窗口(配暗箱;附数码相机架装置端口);紫外灯管:8W×8支;外形尺寸:350×260×360;单位:台	6300
ZF-2	紫外透射分析仪	透射滤光片尺寸:200×150mm,波长:302nm;仪器两侧设计凝胶切割窗口(配暗箱;附数码相机架装置端口);紫外灯管:8W×6支;外形尺寸:350×260×360;单位:台	6000
ZF-3	紫外透射分析仪	透射滤光片尺寸:100×150mm,波长:302nm;仪器两侧设计凝胶切割窗口(配暗箱;附数码相机架装置端口);紫外灯管:8W×6支;外形尺寸:350×260×360;单位:台	5700
ZF-4	紫外透射反射分析仪	透射滤光片尺寸:200×150mm,波长:302nm;反射波长:254nm、365nm;带紫外线防护罩及相机支架;紫外灯管:8W×8支,6W×4支;切胶方便外形尺寸:480×300×100;单位:台	5580
ZF-5	手提式紫外分析仪	波长:302nm;紫外灯管:6W×2支;反射滤光片尺寸:200×50mm;外形尺寸:280×70×120;单位:台	1080
		波长:254nm、365nm 双波长;紫外灯管:6W×2支;反射滤光片尺寸:200×50mm;外形尺寸:280×70×120;单位:台	1080
ZF-6	三用紫外分析仪	波长:254nm、365nm 双波长;紫外灯管:6W×2支;反射滤光片尺寸:200×50mm;可见光:4W×1支;外形尺寸:280×265×300;单位:台	1280
ZF-7	暗箱式三用紫外分析仪	波长:254nm、365nm;紫外灯管:6W×2支;反射滤光片尺寸:200×50mm;可见光:4W×1支;仪器两侧设计割胶窗口(配暗箱);外形尺寸:310×220×300;单位:台	1890
ZF-8	暗箱式四用紫外分析仪	波长:254nm、302nm、365nm;紫外灯管:6W×2支;反射滤光片尺寸:200×80mm,(配暗箱);可见光:4W×1支,仪器两侧设计割胶窗口;外形尺寸:320×220×310;单位:台	2550
UV-1000	台式紫外分析仪	透射滤光片尺寸:200×200mm,紫外光源:302nm、254nm、365nm(可选);紫外灯管:8W×8支;带紫外线防护罩;紫外灯管:15W×8支;外形尺寸:385×280×100;单位:台	3980
ZF-9A	多功能暗箱式三用紫外分析仪	CCD133万像素高分辨率低照度摄像头;有效像数:1280×1024;进口手动变焦镜头(8-48mm)光圈F1-16;可通过手动镜头进行变焦、聚焦、光圈;镜头模式:手动;紫外光源:254nm;紫外/白光转换板;反射光源:254、365nm;紫外滤光片面积:200×80mm,外形尺寸:350×260×360;单位:台	14600
ZF-9	多功能暗箱式三用紫外分析仪	透射滤光片尺寸:200×80mm,波长:254nm;反射滤光片尺寸:200×80mm,反射波长:254nm、365nm;仪器两侧设计凝胶切割窗口(配暗箱;附数码相机架装置端口);外形尺寸:350×260×360;单位:台	3680
ZF-9D	多功能暗箱式三用紫外分析仪	透射滤光片尺寸:200×80mm,波长:254nm;反射滤光片尺寸:200×80mm,反射波长:254nm、365nm;仪器两侧设计凝胶切割窗口(配暗箱;附数码相机架装置端口);外形尺寸:350×260×360;单位:台	6800
UV-A	手提暗箱式紫外分析仪	紫外波长:254nm、365nm;紫外灯管:6W×2支;紫外滤光片面积:200×50mm;紫外灯管:12W;紫外滤光片面积:350×265×360mm;单位:台	1880

#### 十五、自动层析仪

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
MF99-1	自动液相色谱分离层析仪(配方形收集器)(配电脑)普通配置:六件套	HD-5 电脑紫外检测仪,CBS-A 程控全自动部分收集器,HL-2 恒流泵,TH-500 梯度混合器,品牌台式电脑,层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.6×60 各一支 波长:220,254,280,340nm;收集容量:12ml×100 定时收集范围:1秒-999小时59分59秒;任意选择 移动方式:可偏程序控制(带废液槽);程序数:10个模式;给出梯度:1000ml,梯度形状可直线。电脑配置:台式电脑(普通配置)可实现电脑绘图数据分析,计算与保存。	35800

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
MF99-1	自动液相色谱分离层析仪(配方形收集器)(配电脑)普通配置:六件套	HD-5 电脑紫外检测仪, CBS-A 程控全自动部分收集器, HL-2 恒流泵, TH-500 梯度混合器, 品牌台式电脑, 层析柱: $\Phi 1.0 \times 40$ , $\Phi 1.6 \times 50$ , $\Phi 2.6 \times 60$ 各一支 波长: 220, 254, 280, 340nm; 收集容量: 12ml $\times$ 100 定时收集范围: 1 秒-999 小时 59 分 59 秒; 任意选择 移动方式: 可编程程序控制(带废液槽); 程序数: 10 个模式; 给出梯度: 1000ml, 梯度形状可直线。电脑配置: 台式电脑(普通配置) 可实现电脑绘图数据分析, 计算与保存。	35800
MF99-2	自动液相色谱分离层析仪(配方形收集器)(配电脑)标准配置:六件套	HD-5 电脑紫外检测仪, CBS-B 程控全自动部分收集器, BT-100N 恒流泵, TH-1000A 梯度混合器, 仪器车, 品牌笔记本电脑 层析柱: $\Phi 1.0 \times 40$ , $\Phi 1.6 \times 50$ , $\Phi 2.6 \times 60$ 各一支 波长: 220, 254, 280, 340nm; 收集容量: 12ml $\times$ 100 定时收集范围: 1 秒-999 小时 59 分 59 秒; 流量: 0.1-240ml/m; 移动方式: 可编程程序控制(带废液槽); 程序数: 10 个模式 给出梯度: 1000ml, 梯度形状可直线。电脑配置: 品牌台式电脑(标准配置) 可实现电脑绘图数据分析, 计算与保存。	38800
MF99-3	自动液相色谱分离层析仪(配方形收集器)(配电脑)豪华配置:七件套	HD-6 高灵敏度紫外检测仪, HD-A 电脑采集器, CBS-B 程控全自动部分收集器, BT-100SD 恒流泵, TH-1000A 梯度混合器, 仪器车, 品牌笔记本电脑层析柱: $\Phi 1.0 \times 40$ , $\Phi 1.6 \times 50$ , $\Phi 2.6 \times 60$ 各一支 波长: 220, 254, 280, 340nm; 收集容量: 12ml $\times$ 100 定时收集范围: 1 秒-999 小时 59 分 59 秒; 流量: 0.1-240ml/m; 定滴范围: 1 滴-9999 滴; 定峰范围: 0-200mv 移动方式: 可编程程序控制(带废液槽); 程序数: 10 个模式; 给出梯度: 2000ml, 梯度形状可直线。电脑配置: 品牌笔记本电脑(标准配置) 可实现电脑绘图数据分析, 计算与保存(耐有机溶液)	45800
MG99-1	自动核酸蛋白分离层析仪(高灵敏度/耐有机型)(配方形收集器记录仪)适用于药物/高聚物检测。普通配置:四件套	HDB-6 高灵敏度核酸蛋白检测仪, XWT-S 台式记录仪, CBS-A 程控自动部份收集器, 中压层析柱: $\Phi 1.2 \times 40$ (含进口耐有机硅胶管 1 米、层析柱支架 1 套) 波长: 254nm(进口紫外光源) 选配波长: (214-380nm), 波长单色性: $\leq \pm 1$ nm, 最小检测量: 10ug/ml, 光程: 10mm; 样品池: 100ul, 收集容量: 12ml $\times$ 100, 流量: 0.006-20ml/m, 定时范围: 1 秒-9999 分, 移动方式: 可编程控制, X-Y, 程序数: 10 个	29800
MG99-2	自动核酸蛋白分离层析仪(高灵敏度/耐有机型)(配方形收集器记录仪)适用于药物/高聚物检测。标准配置:五件套	HDB-6 高灵敏度核酸蛋白检测仪, XWT-S 台式记录仪; CBS-B 程控多功能自动部份收集器; TH-300A 梯度混合器, 中压层析柱: $\Phi 1.2 \times 40$ (含进口耐有机硅胶管 1 米、层析柱支架 1 套) 波长: 254nm(进口紫外光源) 选配波长: (214-380nm); 波长单色性: $\leq \pm 1$ nm; 最小检测量: 10ug/ml; 光程: 10mm; 样品池: 100ul; 收集容量: 12ml $\times$ 100; 流量: 0.006-20ml/m; 定时范围: 1 秒-9999 分; 定峰范围: 0-100mv; 计滴范围: 1 滴-9999 滴; 移动方式: 可编程控制, X-Y; 程序数: 10 个; 给出梯度: 1000ml, 梯度形状可直线	34800
MG99-3	自动核酸蛋白分离层析仪(高灵敏度/耐有机型)(配方形收集器记录仪)适用于药物/高聚物检测。豪华配置:八件套	HDB-6 高灵敏度核酸蛋白检测仪, 3057-11 台式记录仪; CBS-C 电脑程控多功能自动部份收集器, JLF-A 节流阀; TH-500A 梯度混合器, 仪器车, 中压层析柱: $\Phi 1.2 \times 40$ (含进口耐有机硅胶管 1 米、层析柱支架 1 套) 波长: 254nm(进口紫外光源); 选配波长: (214-380nm); 波长单色性: $\leq \pm 1$ nm; 最小检测量: 10ug/ml; 光程: 10mm; 样品池: 100ul; 收集容量: 12ml $\times$ 100; 流量: 0.006-20ml/m; 定时范围: 1 秒-9999 分; 定峰范围: 0-100mv; 计滴范围: 1 滴-9999 滴; 移动方式: 可编程控制, X-Y; 程序数: 10 个; 给出梯度: 1000ml, 梯度形状可直线; 自配电脑可实现电脑自动控制(RS232C 串口)	45800
MH99-1	自动液相色谱分离层析仪(高灵敏度/耐有机型)(配方形收集器记录仪/电脑数据采集)适用于药物/高聚物检测。普通配置:四件套	HDB-7 电脑高灵敏度紫外检测仪, TH-300A 梯度混合器; CBS-A 程控全自动部份收集器, 中压层析柱: $\Phi 1.2 \times 40$ (含进口耐有机硅胶管 1 米、层析柱支架 1 套) 波长: 254nm(进口紫外光源); 选配波长: (214-380nm); 波长单色性: $\leq \pm 1$ nm; 最小检测量: 10ug/ml; 光程: 10mm; 样品池: 100ul; 收集容量: 12ml $\times$ 100; 流量: 0.006-20ml/m; 定时范围: 1 秒-9999 分; 移动方式: 可编程控制, X-Y; 程序数: 10 个; 给出梯度: 600ml, 梯度形状可直线; 自配电脑可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算	29800
MH99-2	自动液相色谱分离层析仪(高灵敏度/耐有机型)(配方形收集器记录仪/电脑数据采集)适用于药物/高聚物检测。标准配置:五件套	HDB-7 电脑高灵敏度紫外检测仪; JLF-A 节流阀; CBS-B 程控多功能全自动部份收集器; TH-500A 梯度混合器; 中压层析柱: $\Phi 1.2 \times 40$ (含进口耐有机硅胶管 1 米) 波长: 254nm(进口紫外光源); 选配波长: (214-380nm); 波长单色性: $\leq \pm 1$ nm; 最小检测量: 10ug/ml; 光程: 10mm; 样品池: 100ul; 收集容量: 12ml $\times$ 100; 流量: 0.006-20ml/m; 定时范围: 1 秒-9999 分; 定峰范围: 0-1000mv; 计滴范围: 1 滴-9999 滴; 移动方式: 可编程控制, X-Y; 程序数: 10 个; 给出梯度: 1000ml, 梯度形状可直线; 自配电脑可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算	34800
MH99-3	自动液相色谱分离层析仪(高灵敏度/耐有机型)(配方形收集器记录仪/电脑数据采集)适用于药物/高聚物检测。豪华配置:六件套	HDB-7 电脑高灵敏度紫外检测仪, TH-500A 梯度混合器; CBS-C 电脑程控多功能自动部份收集器(含收集器操作软件); JLF-A 节流阀, 仪器车; 中压层析柱: $\Phi 1.2 \times 40$ (含进口耐有机硅胶管 1 米、层析柱支架 1 套) 波长: 254nm(进口紫外光源); 选配波长: (214-380nm); 波长单色性: $\leq \pm 1$ nm; 最小检测量: 10ug/ml; 光程: 10mm; 样品池: 100ul; 收集容量: 12ml $\times$ 100; 流量: 0.006-20ml/m; 定时范围: 1 秒-9999 分; 定峰范围: 0-1000mv; 计滴范围: 1 滴-9999 滴; 移动方式: 可编程控制, X-Y; 程序数: 10 个; 给出梯度: 1000ml, 梯度形状可直线; 自配电脑可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算、收集控制	45800

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



质量成就品牌

诚信铸就未来

## 十六、恒流泵

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
HL-1	恒流泵(实验型)	输出通道:单通道(数显:参考数值 1-600);输出流量:1-600ml/h(流量数显);输出压力:≥3kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:120×120×180;重量:3kg	1780
HL-1B	恒流泵(实验型)	输出通道:单通道(转速数显:0-60转/分);输出流量:1-600ml/h(数显:参考数值 1-600);输出压力:≥3kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:120×120×180;重量:3kg	1980
HL-1S	恒流泵(实验型)	输出通道:单通道(聚四氟乙烯泵头);输出流量:1-600ml/h(数显:参考数值 1-600);输出压力:≥3kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:120×120×180;重量:3.5kg	2180
HL-2	恒流泵(实验型)	输出通道:双通道(数显:参考数值 1-600);输出流量:2×(1-600)ml/h(数显:参考数值 1-600);输出压力:≥3kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:120×120×180;重量:3kg	1780
HL-2B	恒流泵(实验型)	输出通道:双通道(转速数显:0-60转/分);输出流量:2×(1-600)ml/h(数显:参考数值 1-600);输出压力:≥3kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:120×120×180;重量:3kg	1980
HL-2D	恒流泵(实验型)	输出通道:双通道(定时、转速数显:0-60转/分);输出流量:2×(0.3-900)ml/h(数显:参考数值 1-600);输出压力:≥3kg/cm <sup>2</sup> ;定时时间:1分-19小时59分;外形尺寸:120×120×180;重量:3kg	2280
HL-2S	恒流泵(实验型)	输出通道:双通道(聚四氟乙烯泵头);输出流量:2×(1-600)ml/h;数显:参考数值 1-600;输出压力:≥3kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:120×120×180;重量:3.5kg	2180
HL-3	恒流泵(实验型)	输出通道:单通道(分体式);输出流量:60-10000ml/h;输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:120×120×180;控制:260×250×120;重量:8kg	2880
HL-3A	恒流泵(实验型)	输出通道:单通道(转速数显、分体式);输出流量:60-12000ml/h;输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:120×120×180;控制:260×250×120;重量:8kg	3080
HL-3B	恒流泵(实验型)	输出通道:单通道(转速数显、分体式);输出流量:60-10000ml/h(0-130转/分);输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:120×120×180;控制:260×250×120;重量:8kg	3080
HL-4	恒流泵(实验型)	输出通道:单通道(分体式);输出流量:60-18000ml/h;输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:120×120×180;控制:260×250×120;重量:8kg	3180
HL-4B	恒流泵(实验型)	输出通道:单通道(转速数显、分体式);输出流量:60-18000ml/h(0-130转/分);输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:120×120×180;控制:260×250×120;重量:8kg	3380
HL-4D	恒流泵(实验型)	输出通道:双通道(定时、转速数显、分体式);输出流量:60-18000ml/h(0-130转/分);输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;定时时间:1分-19小时59分;外形尺寸:120×120×180;重量:8kg	4280
HL-5	大流量恒流泵(工业型)	输出通道:单通道;输出流量:0.2-10万 ml/h;输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:240×280×170;重量:11kg	4680
HL-5A	大流量恒流泵(工业型)	输出通道:单通道;输出流量:0.8-20万 ml/h;输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:240×280×170;重量:11kg	5380
HL-5B	大流量恒流泵(工业型)	输出通道:单通道(转速数显:0-300转/分);输出流量:0.2-10万 ml/h;输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:240×280×170;重量:11kg	5280
HL-6	大流量恒流泵(工业型)	输出通道:单通道;输出流量:0.2-15万 ml/h;输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:240×280×170;重量:11kg	5380
HL-6B	大流量恒流泵(工业型)	输出通道:单通道(转速数显:0-400转/分);输出流量:0.2-15万 ml/h;输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;外形尺寸:泵:240×280×170;重量:11kg	6080
HL-6D	大流量恒流泵(工业型)	输出通道:单通道(定时、流量数显、灌装模式);输出流量:0.2-15万 ml/h;输出压力:≥2kg/cm <sup>2</sup> ;定时时间:1秒-100分;外形尺寸:240×280×170;重量:11kg	6680

## 十七、超声波清洗机

型号	仪器尺寸 mm	内槽尺寸 mm	容量 L	超声频率 KHz	超声功率 W	加热功率 W	温度可调 ℃	时间范围 min	网架	降音盖	排水	出厂价(元)
KH-50B	170×160×210	150×140×100	2	40	50	无	无	无	有	无	无	1550
KH2200	260×160×260	230×140×100	3	40	80	600	无	1-30	无	无	有	2150
KH2200B	260×160×260	230×160×210	3	40	80	无	常温 -80	1-30	有	无	有	2550

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



质量成就品牌

诚信铸就未来

型号	仪器尺寸 mm	内槽尺寸 mm	容量 L	超声频率 KHz	超声功率 W	加热功率 W	温度可调 ℃	时间范围 min	网架	降音盖	排水	出厂价 (元)
KH-50B	170×160×210	150×140×100	2	40	50	无	无	无	有	无	无	1550
KH2200	260×160×260	230×140×100	3	40	80	600	无	1-30	无	无	有	2150
KH2200B	260×160×260	230×140×100	3	40	80	无	常温 -80	1-30	有	无	有	2550
KH2200E	260×160×280	230×140×100	3	40	80	600	常温 -80	1-30	有	有	有	2650
KH2200V	340×250×330	230×140×100	4	40	100	600	常温 -80	1-30	有	有	有	5450
KH-100	320×174×260	300×150×100	4	40	100	无	无	1-30	无	无	有	2350
KH-100B	320×174×260	300×150×100	4	40	100	600	常温 -80	1-30	有	无	有	2750
KH-100E	320×174×280	300×150×100	4	40	100	600	常温 -80	1-30	有	有	有	2850
KH-100V	410×260×330	300×150×130	6	40	100	600	常温 -80	1-30	有	有	有	5650
KH3200	320×174×320	300×150×150	6	40	150	无	无	1-30	无	无	有	3250
KH-3200B	320×174×320	300×150×150	6	40	150	600	常温 -80	1-30	有	无	有	3750
KH3200E	320×174×340	300×150×150	6	40	150	600	常温 -80	1-30	有	有	有	3850
KH3200V	410×260×340	300×150×180	8	40	150	600	常温 -80	1-30	有	有	有	7650
KH5200	320×264×320	300×240×150	10	40	200	无	无	1-30	无	无	有	4150
KH-5200B	320×264×320	300×240×150	10	40	200	600	常温 -80	1-30	有	无	有	4750
KH5200E	320×264×340	300×240×150	10	40	200	600	常温 -80	1-30	有	有	有	4950
KH5200V	410×350×380	300×240×180	13	40	200	600	常温 -80	1-30	有	有	有	9950
KH-250	320×264×320	300×240×150	10	40	250	无	无	1-30	无	无	有	4650
KH-250B	320×264×320	300×240×150	10	40	250	600	常温 -80	1-30	有	无	有	5250
KH-250E	320×264×340	300×240×150	10	40	250	600	常温 -80	1-30	有	有	有	5450
KH-250V	410×350×380	300×240×180	13	40	250	600	常温 -80	1-30	有	有	有	10950
KH-300	320×264×320	300×240×150	10	40	300	无	无	1-30	无	无	有	4850
KH-300B	320×264×320	300×240×150	10	40	300	600	常温 -80	1-30	有	无	有	5450
KH-300E	320×264×340	300×240×150	10	40	300	600	常温 -80	1-30	有	有	有	5650
KH-300V	410×350×380	300×240×180	13	40	300	600	常温 -80	1-30	有	有	有	11350
KH7200	350×320×320	330×300×150	15	40	400	无	无	1-30	无	无	有	6750
KH7200B	350×320×320	330×300×150	15	40	400	600	常温 -80	1-30	有	无	有	7650
KH7200E	350×320×320	330×300×150	15	40	400	600	常温 -80	1-30	有	有	有	7850
KH7200V	440×410×380	330×300×180	18	40	300	600	常温 -80	1-30	有	有	有	14550

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



## 十八、电子天平

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
FA1004/FA1004N	电子精密天平	100g/0.1mg	6000
FA1004/FA1104N	电子精密天平	110g/0.1mg	6100
FA1004/FA1604N	电子精密天平	160g/0.1mg	6300
FA1004/FA2004N	电子精密天平	200g/0.1mg	6500
FA1004/FA2104N	电子精密天平	210g/0.1mg	6600
FA1004/FA2204N	电子精密天平	220g/0.1mg	6800
FA1004/FA31204N	电子精密天平	310g/0.1mg	13000
JA1003	电子精密天平	110g/1mg	3000
JA2003	电子精密天平	210g/1mg	3500
JA3003	电子精密天平	310g/1mg	4000
JA1003N	电子精密天平	110g/1mg	3800
JA1203N	电子精密天平	120g/1mg	400
JA2003N	电子精密天平	210g/1mg	4200
JA3003N	电子精密天平	310g/1mg	4800
JA4003N	电子精密天平	410g/1mg	5000
JA5003N	电子精密天平	510g/1mg	5400
JA11003N	电子精密天平	1100g/1mg	12000

## 十九、白度计

型号	产品名称	找侧条件	主要技术参数	出厂价(元)
WSB-1	便携式白度计	45/50	便携式、密码包装箱、交直流二用、数据输出接口、分辨率:0.1	2900
WSB-2	普通白度计		工作稳定,可测陶瓷、马铃薯淀粉、水泥等粉末材料、分辨率:0.1	4500
WSB-2A	全自动白度计	45/50	微电脑测色,带背光 LCD 液晶显示屏、具有平均测量模式、年月日时间显示、自动调零和校准、数据存储和查询功能,配有 RS232 数据通讯接口,可接打印机,D65 光源,分辨率:0.1	5300
WSB-3	全自动白度计	0/d		6300
WSB-3A	全自动白度计	d/0		6900

## 二十、光泽度计

型号	产品名称	示值精度	主要技术参数	出厂价(元)
WGG60	光泽度计	0.1 范围:0~199.9	60°定角底测量,便携式、无需调零、保持、线性好,交直流二用、密码包装箱	3300
WGG60A	光泽度计	1 范围:1~199.9,可测镜面玻璃、钢板等		2900
WGG60D	光泽度计	20°、60°双角度测量	便携式、无需调零、交直流二用、密码包装箱,分辨率:0.1	4600
专用型单角度光泽度计		可按用户要求定制加工 20°、45°、75°单角度光泽度计		3900

## 二十一、熔点仪

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
WRR(RS232接口)	熔点仪(程控、数显)	范围:40°~280°,重复性:0.3°,最小读数单位:0.1°(可同时测三个样品)	8000
WRS-1B(1A)	数字熔点仪(微机、液晶数显)	范围:室温~300°,最小读数单位:0.1°,接口输出 RS232、通过 PC 机显示熔化曲线	12000
WRS-2	数字熔点仪(微机、点阵液晶)	同上(直接显示熔化曲线及测量结果)	11000
WRS-2A	数字熔点仪(微机、点阵液晶)	同上(可同时测三个样品)	18000

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



## 二十二、分光光度计

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
721	分光光度计	波长范围:360-1000nm,带宽:6nm;测光精度:1.0%t;配 RS232 接口	2900
721-100	分光光度计	波长范围:360-1000nm,带宽:6nm;测光精度:1.0%t;配 100nm 比色皿	3300
722	分光光度计	波长范围:325-1000nm,带宽:5nm;测光精度:0.5%t;配 RS232 接口	3600
722N, S	分光光度计	波长范围:325-1000nm,带宽:4nm;测光精度:0.5%t;配 RS232 接口	3800
7230G	分光光度计	波长范围:325-1000nm,带宽:4nm;测光精度:0.5%t;带打印机, PC 软件	6300
723(N)	分光光度计	波长范围:325-1100nm,带宽:4nm;测光精度:0.5%t;配 50nm 比色架	7300
723PC	分光光度计	波长范围:325-1100nm,带宽:4nm;测光精度:0.5%t;包含扫描软件	9800
723S	分光光度计	波长范围:325-1100nm,带宽:2nm;测光精度:0.5%t;配 50nm 比色架	9000
723PC	分光光度计	波长范围:325-1100nm,带宽:2nm;测光精度:0.5%t;配扫描软件	12000
UV752(N)	分光光度计	波长范围:195-1020nm,带宽:5nm;测光精度:0.5%t	9800
UV754	分光光度计	波长范围:195-1020nm,带宽:4nm;测光精度:0.5%t;RS232 接口, 软件	11000
UV755	分光光度计	波长范围:195-1020nm,带宽:2nm;测光精度:0.5%t;RS232 接口,配打印机	15000
UV745N	分光光度计	波长范围:190-1100nm,带宽:4nm;测光精度:0.5% t ;自动波长,自动建立标准曲线	14000
UV756	分光光度计	波长范围:190-1100nm,带宽:2nm;测光精度:0.5% t ;不含扫描软件,自动型、标准曲线	18000
UV759	分光光度计	波长范围:190-1100nm,带宽:1.8nm;测光精度:0.5% t ;含扫描软件,自动型、标准曲线	23000
UV759S	分光光度计	波长范围:190-1100nm,带宽:1nm;测光精度:0.5% t ;含扫描软件,自动型、标准曲线	28000
UV2800	分光光度计(双光束)	波长范围:190-1100nm,带宽:1.8nm;测光精度:0.2% t ;大屏幕 LCD,扫描,动力学,软件	45800
UV2800A	分光光度计(双光束)	波长范围:190-1100nm,带宽:1.0nm;测光精度:0.2% t ;大屏幕 LCD,扫描,动力学,软件	49800
UV2800S	分光光度计(双光束)	波长范围:190-1100nm,带宽:0.5、1、2、4nm;测光精度:0.2% t ;大屏幕 LCD,扫描,动力学,软件	55800

## 二十三、分析检测、环保仪器

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
TMP-1500	大气采样器	流速:0.1~2L/min	1380
CD-1	大气采样器	定时:0~1.5L/min	1280
TWA-300A	个体空气采样器	袖珍式电子定时,流量 0~3L/min	2380
SQC-1000	双路大气采样器	微电脑控制,流量 0~3L/min	4800
BFC-35D	粉尘采样器	流量 5~30L/min	5900
SFC-3BT	双路粉尘采样器	微电脑控制,流量 5~25L/min	5300
ESA-2	个体粉尘采样器	袖珍式电子定时,流量 0.1~3L/min	1800
HFC-3BT	呼吸性粉尘采样器	微电脑控制,流量 5~30L/min	6600
CDA-300	尘毒采样器	微电脑控制,流量 0.1~1.5L/min(测毒),5~30L/min(测尘)	5300
AKFC-92A	防爆粉尘采样器	电子定时,流量 10~20L/min,防爆	6800
AKFC-92G	防爆个体粉尘采样器	电子定时,流量 2L/min,防爆	3200
P-5L2C	便携式微电脑粉尘仪	范围 0.001-100mg/m <sup>3</sup>	23000
LD-1	激光粉尘仪	范围 0.001-100mg/m <sup>3</sup>	29800
P-5L	数字粉尘测定仪	范围 0.01-100mg/m <sup>3</sup>	23000
ETC-1	瓶式深水采样器	人工采样,深度 4 米	1200
ETC-200	污泥采样器	采河中污泥	4580
ETC-778	水质自动采样器	定时、自动采样	4800
772	水质自动采样器	时间可调采样时间 18 秒,采水量 150ml	4800

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



# 质量成就品牌 诚信铸就未来

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
400	甲醛分析仪	范围:0-10ppm,0.01ppm	28800
F-300L	甲醛分析仪	范围:0.01-30ppm,分辨率0.01ppm,直读 mg/m <sup>3</sup>	28000
HE-102	甲醛分析仪	范围:0-19.99ppm,分辨率0.01ppm,泵吸式	29000
4160-2	甲醛分析仪	范围:0-19.99ppm,分辨率0.01ppm,泵吸式	32000
1027	连续测氡仪	范围:0.1-999PCi/L	17500
Z-800	氨气分析仪	范围:0.1-50ppm,精度0.1ppm	18000
Z-1200	臭氧分析仪	范围:0.1-10ppm,精度0.01ppm	18000
GXH-3011	一氧化碳测定仪	范围:0-50ppm	18000
T40	一氧化碳测定仪	范围:0-1000ppm,精度1ppm,电化学	8800
Z-500XP	一氧化碳测定仪	范围:0-100ppm,泵吸式,电化学	22000
Z-500	一氧化碳测定仪	范围:0-100ppm,电化学	18000
CEA-700	二氧化碳测定仪	范围:0-10000ppm,精度1ppm	12900
7001	二氧化碳测定仪	范围:0-10000ppm,精度1ppm	12900
GXH-3010E	二氧化碳测定仪	范围:0-5000ppm	18000
HQF-20	红外线 CO2 分析仪	范围:0-5000ppm	9900
CES-10	二氧化碳测定仪	范围:0~99%	2900
CES-02	氧二氧化碳气体测定仪	范围:O <sub>2</sub> : 0~99.9%,CO <sub>2</sub> : 0~99.9%	3800
CES-30	啤酒饮料二氧化碳测定仪	范围:0~1.5%(m/m)	28000
CY-10	测氧仪	范围:0~100%	1800
TES-1360	数字式温湿度计	-20℃ ~+60℃ ,0-100%R•H(台湾)	2980
TES-1361	数字式温湿度计	RS-232/10~95%RH/ ±3%RH(台湾)	4080
TES-1362	列表式温湿度计	带列表图形,打印。200℃ -1330℃ (台湾)	6680
TES-1363	数字式温湿度计	-20℃ ~+60℃ ,0-100%RH(台湾)	2700
AZ-8701	数字式温湿度计	-10℃ ~+50℃ / ±1℃ ,0-95%RH+3%25℃ (台湾)	1780
AZ-8703	数字式温湿度计	-20℃ ~+50℃ / ±1℃ ,0-95%RH+3%25℃ 应用于工程实验	1900
AZ-8705	数字式温湿度计	-20℃ ~+50℃ / ±1℃ ,0-95%RH+3%25℃ 应用于工厂工程实验	2000
TES-1310	数字式温度计	-50℃ -1300℃ ,精度 ±0.1℃ 单通道(台湾)	1280
TES-1311	数字式温度计	大型背光 /TYPEK: -50-1350℃ (台湾)	1990
TES-1312	数字式温度计	双通道大型背光(台湾)	2080
TES-1320	数字式温度计	-50℃ -1300℃ ,精度 ±0.1℃ 双通道(台湾)	2080
TES-1321	红外温度计	-20℃ -400℃	2300
TES-1322	红外线测温仪	-20℃ -500℃ (红外),50℃ -1370℃ (K型电热偶)(台湾)	2580
AZ-8859	红外线测温仪	-20℃ -420℃ ,距离比8:1(台湾)	2280
AZ-8866	红外线测温仪	-20℃ -420℃ ,距离比8:1,放射率可调,可报警(台湾)	2580
AZ-8868	红外线测温仪	-20℃ -420℃ (红外),0℃ -788℃ (电热偶)(台湾)	2080
PT-04	电子测温仪	-45℃ -200℃ ,精度 ±0.1℃ ,180℃ 可旋转摇头	480
TES-1330	数字式照度计	0-20000LUX(台湾)	1550
TES-1332	数字式照度计	0-200000LUX(台湾)	1750
TES-1334	数字式照度计	0-20000LUX/FC(台湾)	3080
TES-1336A	数字式照度计	RS 232/0-20000LUX/FC(台湾)	5080
LX-101	数字式照度计	0-20000LUX(组装)	1080
AVM-01	数字式风速仪	0-45米/秒,精度0.1(台湾)	2980

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



# 质量成就品牌 诚信铸就未来

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
AVM-03	数字式风速仪	风速 / 风温(台湾)	3080
AVM-05	数字式风速仪	风速 / 风温 / 风量(台湾)	4080
AVM-07	数字式风速仪	风速 / 风温 / 风量 /RS-232	5080
AZ-8901	数字式风速仪	风速 / 风温 / 风量 /RS-232	4000
AZ-8904	数字式风速仪	风速 / 风温 /RS-232	3080
AZ-8908	便携式风速计	可调、风速、温度(台湾)	2080
TES-1350A	数字式声级计	35-130dB ±0.1dB(台湾)	3080
TES-1351	数字式声级计	35-130dB ±1.5dB	3300
TES-1352A	数字式声级计	35-130dB ±1.5dB RS-232	5700
TES-1353	积分式噪音计	噪音暴露位 SEL 0-130dB ±1.5dB RS-232	22100
AZ-8921	数字式声级计	30-130 ±1dB, RS-232(台湾)	3080
AZ-8922	数字式声级计	30-130±1dB, RS-232(台湾)	3780
AZ-8928	数字式声级计	40-130 ±2dB(台湾)	1780
ND10	声级计	43-130dB (A) 频率 31.5HZ-8KHZ	1380
HS6288D	多功能噪音分析仪	35-130dB 频率 31.5HZ-8KHZ	9900
HS6288B	噪声频谱分析仪	35-130dB40-130dB(线性)	11900
HS5633	数字式声级计	40-130dB 频率 31.5HZ-8KHZ	2780
HS5670XA	噪声自动测量系统	32-140dB	28900
HS6020	校准器	声级 94D6 频率 1000HZ±2%	1380
HS5618	数字式积分声级计	35-130dB(A、C)	5060
PHS-2C	数字式酸度计	精度 0.02 级, PH: 0~14: 00PH	1380
PHS-3C	数字式酸度计	精度 0.01 级, PH: 0~14: 00PH	2500
PHS-25B	数字式酸度计	精度 0.03 级, PH: 0~14: 00PH	1080
PHB-4	便携式数显酸度计	PH: 0~14: 00PH, 0.03PH	1080
PHS-29B	数字式酸度计	精度 0.04 级, PH: 0~14: 00PH	990
PHS-2000	笔式酸度计	精度 0.2 级, PH: 0~14: 00PH	380
DDS-11A	数字式电导率仪	0-10 <sup>5</sup> /1% us/cm	1300
DDS-12A	数字式电导率仪	0~2 × 10 <sup>5</sup> /0.5% us/cm	2300
ZTS-1	自动水份滴定仪	极化电压 -50mv-100mv 两档, 灵敏度 1 × 10 <sup>-8</sup> A、灵敏度 1 × 10 <sup>-9</sup> A两档	4080
ZWS-2	自动水份滴定仪	容量 25ml, 灵敏度 10 <sup>-6</sup> A, 精度 ≤0.2±%F•S	9900
ZD-2A	自动电位滴定仪	0: ~14: 00PH/0.01/0.02ml	5080
AD-3	极谱仪	扫描幅度: 0-3V 扫描时间: 11 挡	7080
AD-2A	极谱仪	扫描幅度: 0-2.5V 扫描时间: 11 挡	5900
TJB-1B	通过极谱工作台	配 AD-3 极谱仪用	3080
CG-1C	数字测汞仪	0-10ng/ml, 下限 0.05ng/ml	7080
ETCG-1	智能测汞仪	0.1-10ng/ml, 下限 0.05ng/ml	9900
NCG-1/CG-1	冷原子吸收测汞仪(双光束)	范围: 0-100ng/ml; ≤0.05ng/ml	9680
NCG-2	冷原子吸收测汞仪(带泵)	范围: 0-10ng/ml; ≤0.05ng/ml	9900
XPSPD-SP-12-08T	十二合一食品安全检测仪	农残、甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、硝酸盐、双氧水、硼砂、甲醇、重金属铅、蛋白质、过氧化值	台 80000
PSD-SP	十一合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要选择组合	台 75000
PSD-SP	十合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要选择组合	台 70000

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



质量成就品牌

诚信铸就未来

型号	产品名称	主要技术参数	单位	出厂价(元)
XPSD-SP-12-08T	十二合一食品安全检测仪	农残、甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、硝酸盐、双氧水、硼砂、甲醇、重金属铅、蛋白质、过氧化值	台	80000
PSD-SP	十一合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	75000
PSD-SP	十合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	70000
PSD-SP	九合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	65000
PSD-SP	八合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	60000
PSD-SP	七合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	55000
PSD-SP	六合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	50000
PSD-SP	五合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	45000
PSD-SP	四合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	35000
PSD-SP	三合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	30000
PSD-SP	二合一食品安全检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	12000
PSD-SP	农药残留检测仪	项目由用户根据实际需要从前一行项目中选择组合	台	15000
PSD-SP	甲醛检测仪	快速检测食品中甲醛是否超标	台	15000
PSD-SP	二氧化硫检测仪	快速检测食品中二氧化硫是否超标	台	15000
PSD-SP	亚硝酸盐检测仪	快速检测食品中亚硝酸盐是否超标	台	15000
PSD-SP	吊白块检测仪	快速检测食品中亚硝酸盐是否超标	台	15000
PSD-SP	奶类蛋白质检测仪	快速检测食品中吊白块是否超标	台	15000
PSD-SP	甲醇检测仪	快速检测食品中奶类蛋白质是否超标	台	15000
PSD-SP	硝酸盐检测仪	快速检测食品中甲醇是否超标	台	15000
PSD-SP	重金属铅检测仪	快速检测食品中硝酸盐是否超标	台	15000
PSD-SP	硼砂检测仪	快速检测食品中硼砂是否超标	台	15000
PSD-SP	双氧水检测仪	快速检测食品中双氧水是否超标	台	15000
PSD-SP	过氧化值检测仪	速检卡配套,较准确地检测食品农药残留含量	台	15000
PSD-10 通道	便携式农残检测仪	检测蔬菜、瓜果、各种水果农药残留	台	3300
PSD-12 通道	便携式农残速测仪	检测蔬菜、瓜果、各种水果农药残留	台	3600
PSD-JCX	酒醇检测箱	酒醇仪、酒精度计、检测试剂、用品等 16 项 / 套	台	2200
XPSD-1	食品安全快速检测箱(普通型)	农残、甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、注水肉等 8 个项目(23 项 / 套)	套	3650
XPSD-2	食品安全快速检测箱(基本型)	农残、甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、硝酸盐、双氧水、硼砂、工业碱、注水肉等 10 个项目(25 项 / 套)	套	4080
XPSD-3	食品安全快速检测箱	农残、甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、硝酸盐、双氧水、硼砂、工业碱、瘦肉精、莱克多巴胺、注水肉等 12 个项目(28 项 / 套)	套	4680
XPSD-4	食品安全快速检测箱	甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、注水肉等 7 个项目(瓶装式 20 项 / 套)	套	3080
XPSD-5	食品安全快速检测箱	甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、注水肉等 7 个项目(瓶装式 20 项 / 套)	套	3080
XPSD-6	食品安全快速检测箱	食品安全现场检测(可检测 20 个项; 30 件 / 套)	套	6800
XPSD-7	食品安全快速检测箱	食品安全现场检测(可检测 20 个项; 40 件 / 套)	套	16800
XPSD-8	食品安全快速检测箱	食品安全现场检测(可检测 20 个项; 70 件 / 套)	套	19800
XPSD-GWC	多功能采样机	公共卫生应急事件处理采样用具(42 件 / 套)	套	2680

Tel:0519-82866633 82869933 Fax:0519-82862233 [Http://www.langyue17.com](http://www.langyue17.com) E-mail:langyue17@163.com



质量成就品牌 诚信铸就未来

型号	产品名称	主要技术参数	单位	出厂价(元)
XPSD-WCJ	微生物采样检测箱	全面采集、检测各种食品中细菌含量(52件/套)	套	4580
XPSD-XW	微型采样箱	食品卫生安全检测现场采样(20件/套)	套	1380
PSD-BN-01	便携式农药残留检测箱	农药残留现场检测(10件/套)	套	2480


## 二十四、电子肺活量计

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
SF-I	电子肺活量计	VC:0-9999ml,符合国家教委、体育总局学生体检标准	1860
BF-II	电子肺活量计	VC:0-10L, VT:0.1-2L, MVV:0-200L/min, FEV1:0-5L, 精度 $\leq \pm 5\%F \cdot S$	4600
DF-II	电子肺活量计	功能同BF-II,具有打印功能	8600

## 二十五、玻璃比色皿、升降台

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
721-10	石英比色皿	外形尺寸:14×15×43(mm <sup>3</sup> ),容量:3.8(ml)	140
721-20	石英比色皿	外形尺寸:24×15×43(mm <sup>3</sup> ),容量:7.1(ml)	180
721-30	石英比色皿	外形尺寸:34×15×43(mm <sup>3</sup> ),容量:11(ml)	260
721-40	石英比色皿	外形尺寸:44×15×43(mm <sup>3</sup> ),容量:15.2(ml)	310
721-50	石英比色皿	外形尺寸:54×15×43(mm <sup>3</sup> ),容量:18.6(ml)	360
721-100	石英比色皿	外形尺寸:104×15×43(mm <sup>3</sup> ),容量:38(ml)	650
751-5	石英比色皿	外形尺寸:7.4×12.4×45(mm <sup>3</sup> ),容量:1.7(ml)	160
751-10	石英比色皿	外形尺寸:12.4×12.4×45(mm <sup>3</sup> ),容量:3.5(ml)	140
751-20	石英比色皿	外形尺寸:22.4×12.4×45(mm <sup>3</sup> ),容量:7(ml)	180
751-30	石英比色皿	外形尺寸:32.4×12.4×45(mm <sup>3</sup> ),容量:10.5(ml)	260
751-40	石英比色皿	外形尺寸:42.4×12.4×45(mm <sup>3</sup> ),容量:14(ml)	310
751-50	石英比色皿	外形尺寸:52.4×12.4×45(mm <sup>3</sup> ),容量:17.5(ml)	360
751-100	石英比色皿	外形尺寸:102.4×12.4×45(mm <sup>3</sup> ),容量:35(ml)	650

## 二十六、搅拌子、搅拌棒

型号	名称	单价	型号	名称	单价	型号	名称	单位(元)
A8-20	橄榄型 	6	B9-35		10	J250	不锈钢搅拌棒	12
A10-30		8	B9-50		15	J300	不锈钢搅拌棒	16
A15-40		15	B9-56		16	J350	不锈钢搅拌棒	20
B7-20		8	B9-100	40	F300	四氟搅拌棒	28	
B7-30		10	D6-15	6	F350	四氟搅拌棒	38	
B9-28		10	D7-30	7	F400	四氟搅拌棒	48	

# 朗越仪器 与您共赢



## 常州朗越仪器制造有限公司

Changzhou lang yue istruments Maunfacturing Co.,Ltd.

- 地址：江苏省金坛市丹凤西路 17 号
- 电话：0519-82866633 82869933
- 传真：0519-82862233
- 销售热线：13775155026 18036463027
- 网址：[www.langyue17.com](http://www.langyue17.com)
- 邮箱：[langyue17@163.com](mailto:langyue17@163.com)
- 邮编：213200